

# FLOCARE® INFINITY™ UNIVERSAL FRAME

FLEXIBELER DAN OOIIT



NUTRICIA  
**flocare® Infinity™ III**

# VERNIEUWD FLOCARE FRAME:

nu flexibeler dan ooit

Het verbeterde ontwerp van het Flocare® Infinity™ Universal Frame ondersteunt mobiel gebruik van zowel de Infinity III als de Infinity II-voedingspomp. Van ziekenhuizen en scholen tot bij patiënten thuis: door de pomp aan het frame te bevestigen, is deze zowel aan bed als mobiel bruikbaar. Geplaatst in het frame kan de pomp probleemloos worden vervoerd in een rugtas. Het Flocare Infinity Universal Frame biedt de gebruiker maximale mobiliteit en onafhankelijkheid.

## VERNIEUWD, GEAVANCEERD FRAME:

- Het verbeterde ontwerp integreert de Flocare Infinity-standaard en het Flocare GO-frame samen in één universeel frame
- Multifunctioneel: geschikt voor zowel stationair gebruik aan tafel of naast het bed als voor mobiel gebruik in de speciale rugtas
- Geschikt voor alle Flocare Infinity toedieningsystemen
- De universele frame-adapter zorgt voor snelle toegang tot de voedingspomp bij zowel stationair als mobiel gebruik, door een veilige bevestiging aan het frame




## STATIONAIR EN MOBIEL GEBRUIK:

De verschillende posities maken het frame geschikt voor het bevestigen van verschillende formaten sondevoedingsflessen en alle Flocare Infinity toedieningsystemen.

## DE VERTROUWDE FUNCTIES DIE U KENT VAN HET INFINITY GO FRAME:

- De vier rubberen voetjes zorgen voor meer stabiliteit en minder trillingen en geluid
- De dichte bodem vangt eventueel gemorste vloeistof op
- Het nieuwe frame past bij het bestaande Flocare rugzakassortiment
- Het stevige frame beschermt de Flocare Infinity pompen (II en III) en de sondevoedingsfles en geeft eenvoudig toegang tot alle functionaliteiten van de pomp



## NIEUWE EN VERBETERDE EIGENSCHAPPEN

### VERSTELBARE VERTICALE RUG

- Stevig en eenvoudig te gebruiken ontwerp dat grote sondevoedingsverpakkingen stabiliseert
- In hoogte verstelbaar met gebruikersvriendelijke kliksluiting
- Maakt het mogelijk het frame veilig te vervoeren
- Gevormd om aan een haak of infuusstandaard te plaatsen
- Veilig in gebruik – geen scherpe hoeken of punten

### VERSTELBARE BANDEN MET VERBETERDE GESP

- Om sondevoedingsverpakkingen van verschillende formaten te plaatsen en fixeren

### HERPLAATSBARE POSITIES

- Vijf posities maken het gebruik van alle FloCare Infinity toedieningssystemen mogelijk
- Geschikt voor het volledige assortiment Nutricia-sondevoedingen en andere sondevoedingen
- Door het symmetrische ontwerp is ondersteboven gebruik probleemloos

### FRAME-ADAPTER

- De universele frame-adapter zet de pomp veilig vast en biedt snelle toegang tot de pomp
- Passend voor zowel de Infinity III als Infinity II pompen
- Bevat een schroefmoer om de pomp aan de adapter te bevestigen
- Beschikt over een kliksysteem om de adapter eenvoudig in en uit het frame te klikken
- De framehouder is voorzien van een geleider die voorkomt dat de sonde klem komt te zitten tussen de adapter en het frame of geknikt of verdraaid raakt

### UITSCHUIFBARE VOET

- Verstelbaar voor extra stabiliteit





Rugtas met directe toegang tot de voedingspomp via de rits aan de voorkant



Hoge positie



Hoge positie voor combinatie met Universele (Bottle) Set

**NUTRICIA**  
**flocare® Infinity™ III**

Raadpleeg de Flocaire Infinity III Service Manual voor actuele informatie over onderhoudsintervallen, onderhoudsduur en vereisten voor onderhoud.

Voor meer informatie over uw Flocaire pomp en het volledige assortiment voedingssondes, -sets en -pompen, evenals accessoires, trainingsvideo's, veiligheidsinformatie en gebruiksaanwijzingen kunt u contact opnemen met het Nutricia Pump Service Centre of Nutricia Medische Voedingsservice:

☎ 0800-022 33 22 (gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

🌐 [www.nutricia.nl](http://www.nutricia.nl) | [www.nutriciaflocare.com](http://www.nutriciaflocare.com)

Nutricia Nederland

Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer

Copyright © 2023 Danone Specialized Nutrition.